

Injektionssysteme

Zweiteilige Spritzen

BD Discardit™ II Spritzen

Durch den glasklaren Spritzenzylinder ist der Spritzeninhalt gut zu erkennen.

- zweiteilige Spritzen mit Luer-Ansatz
- Der Kolben der Spritze gleitet gleichmäßig bis zum vollständigen Ausbringen des Spritzeninhaltes.
- Kolbenstopp durch Rückhaltering
- leichtläufige und gleichmäßige Kolbenbewegung für eine genaue Applikation
- gut ablesbare, wischfeste Skalenqualität

- Spritzenzylinder aus Polypropylen
 - Kolbenstange aus Polyethylen
 - Kolbengleitmittel Oleamid
 - Verpackungseinheiten farbkodiert
 - EO-sterilisiert
 - sterile Einzelverpackung, Einmalgebrauch, latexfrei, PVC-frei
- Bei Druckanwendungen empfehlen wir unsere dreiteiligen BD Plastipak™ Spritzen.



BD Discardit™ II Spritzen

Volumen	Ansatz	Graduierung	Produkt-Nr.	VE / UK
BD Discardit™ II Spritzen				
2 ml	zentrisch	unterteilt in 0,1 ml	300928	100 / 3000
5 ml	exzentrisch	unterteilt in 0,2 ml	309050	100 / 1800
10 ml	exzentrisch	unterteilt in 0,5 ml	309110	100 / 1200
20 ml	exzentrisch	unterteilt in 1 ml	300296	80 / 960

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13